

# АКВА МАРИС®



ИНСТРУКЦИЯ  
по применению

## Изделие для промывания и орошения полости носа «Аква Марис», варианты исполнения:

- Изделие для промывания и орошения полости носа для детей «Аква Марис беби» 50 мл;
- Изделие для промывания и орошения полости носа для взрослых «Аква Марис норм» 50 мл, 100 мл и 150 мл.

РЕГ. УД.: № ФСЗ 2011/09268 от 12.11.2015 г.

## ОПИСАНИЕ:

Изотонический раствор морской воды. Прозрачная бесцветная жидкость без запаха с солоноватым вкусом.

Состав на 100 мл:

Действующее вещество:

Натуральная морская вода – 31,82 мл;

Вспомогательные вещества:

Вода очищенная – до 100 мл.

Не содержит химических добавок и консервантов.

## ФОРМА ВЫПУСКА:

«Аква Марис беби» — баллон 50 мл, для детей старше 3-х месяцев.

«Аква Марис норм» — баллоны 50 мл, 100 мл и 150 мл для детей старше 2 лет и взрослых.

Препарат находится в металлическом баллоне под давлением.

Изделие упаковано в картонную пачку с вложенной инструкцией по применению.

## МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, способствует разжижению слизи и нормализации ее выработки в бокаловидных клетках слизистой оболочки носовой полости. После применения изделия Аква Марис повышается терапевтическая эффективность лекарственных средств, наносимых на слизистую оболочку носа, и сокращается продолжительность респираторных заболеваний. Изделие для промывания и орошения полости носа «Аква Марис» снижает риск распространения инфекции в пазухи носа и полость уха (гайморит, фронтит, отит). Снижает риск локальных осложнений и ускоряет процессы заживления после хирургических вмешательств (удаление аденоидов, полипов, септопластика и др.) на носовой полости. Снимает раздражение слизистой носа у лиц, слизистая оболочка верхних дыхательных путей которых постоянно подвергается вредным воздействиям (курильщики, водители автотранспорта, люди, живущие и работающие в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, работающие в горячих и запыленных цехах, а также находящиеся в регионах с суровыми климатическими условиями).

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

— Комплексное лечение острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки:

- острые и хронические риниты
- острые и хронические синуситы
- острые и хронические аденоидиты
- аллергические риниты
- атрофические риниты

— Комплексное лечение ОРВИ и гриппа

— Профилактика ОРВИ и гриппа в период эпидемии

— Уход за полостью носа:

- после хирургических вмешательств
- очищение от бактерий, вирусов, пыли, пыльцы, дыма

- для подготовки слизистой к применению лекарственных средств
- длительная терапия топическими кортикостероидами

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Интраназально.

В лечебных целях проводят промывание каждого носового хода 4-6 раз в день, ежедневно;

С целью профилактики — 2-4 раза в день;

С гигиенической целью — 1-2 раза в день (при необходимости чаще).

Длительность применения изделия Аква Марис не ограничена.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

*Для детей от 3-х месяцев до 2 лет:*

Промывание носа у ребенка раннего возраста проводится в положении «лежа».

Повернуть голову ребенка набок.

Вставить наконечник баллона в носовой ход, находящийся сверху. В течение нескольких секунд промывать носовую полость.

При необходимости повторить процедуру. Провести процедуру с другим носовым ходом.

*Для детей старше 2 лет:*

Наклонить голову набок.

Вставить наконечник баллона в носовой ход, находящийся сверху. В течение нескольких секунд промывать носовую полость.

Высморгаться. При необходимости повторить процедуру.

Провести процедуру с другим носовым ходом.

*Для детей от 6 лет и взрослых:*

Занять удобное положение перед раковиной и наклониться вперед. Наклонить голову набок.

Вставить наконечник баллона в носовой ход, находящийся сверху. В течение нескольких секунд промывать носовую полость.

Высморгаться. При необходимости повторить процедуру.

Провести процедуру с другим носовым ходом.

## ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИИ ГРУДЬЮ:

Беременность и кормление грудью не являются противопоказаниями к применению.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Необходима консультация врача, если изделие применяется после операции.

## ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

При применении в соответствии с инструкцией побочные действия не выявлены.

## СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Не использовать после истечения срока годности.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при комнатной температуре в недоступном для детей месте.

Контейнер находится под давлением: защищать от солнечного света и не подвергать воздействию температуры выше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования.

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

JADRAN — GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia  
(ЯДРАН — ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЈ а.о., Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия)

## Адрес места производства:

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia  
(ЯДРАН – ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЈ а.о., Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия)

Претензии к качеству продукта следует направлять в адрес

Общества с ограниченной ответственностью «ЯДРАН»:

119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.38, оф.30,

тел./факс (495) 970-18-82

[www.aquamaris.ru](http://www.aquamaris.ru)



jgl

XX ASUO684/V2